

Come raccogliere il campione per esame colturale espettorato

Per raccogliere un campione **per esame colturale espettorato** seguire le seguenti **modalità di raccolta**:

- Sciacquare il cavo orale, al mattino, a digiuno, gargarizzandolo.
- Raccogliere l'espettorato dopo un colpo di tosse in un **contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite**.
- Il campione non deve salivare.
- Se il paziente ha difficoltà ad espettorare, si può ricorrere ad un aerosol di acqua tiepida, inspirando lentamente e profondamente una decina di volte.
- Nel caso di raccolta su tre campioni, gli stessi devono essere portati singolarmente in Laboratorio.